



PEITVERI LABORI VAATEST

Madli Jürgenson

SYNLAB

10.9.2025

Sentifit 270



- Täisautomaatne analüsaator kvantitatiivseks rooja testimiseks immunokeemilisel meetodil, peamiselt kasutusel kolorektaalse vähi sõeluuringutes
- Kuni **270 testi tunnis, 1 tööpäev TAT**
- **Automatiseeritus:** pidev proovide laadimine ja automaatne reagentide käsitlemine

Eelised:

- Patenteeritud, läbitorgatav katsuti, millel on **ainult üks avaus** rooja kogumiseks
- Puudub vajadus käsitsi ettevalmistuseks
- Hügieeniline ja ohutu, vähendab saastumise riski

Säilivus:

- Külmkapis (+2...+8 °C): **7 päeva**
- Toatemperatuuril: **5 päeva**



ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS

ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS

Proovi võtmisel tuleb arvestada:

- Kasutage proovivõtmiseks ainult spetsiaalset puhverlahusega proovinõud
- Käepäraste (koduste) proovinõude kasutamine ei ole lubatud

ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS

Proovi ei ole soovitatav võtta:


- Kui roojas esineb silmaga nähtavat verd
- Menstruatsiooni ajal
- Veritsevate hemorroidide korral
- Kõhulahtisuse korral

ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS



- Kasuta **puhast ühekordset taldrikut** või spetsiaalset roojapüüdjat
- Vältida kokkupuudet **uriini, WC-poti loputusvee ja puhastuskemikaalidega**
- Ava roheline kork koos pulgaga
- **Hoida katsutit püstises asendis** – väldi lahuse väljavoolu

ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS



- Torka pulk roojasse **4 erinevas kohas**
- Ära lisa rohkem rooja kui pulgale jääb



ROOJA VÕTMINE PEITVERE UURINGUKS





- Keera kork korralikult kinni
- **Ära proovinõud uuesti ava**
- Pööra proovinõu **korraks tagurpidi**
- Kleebi peale **ribakood** (vertikaalselt) või kirjuta peale **nimi, kuupäev ja kellaaeg**
- Viia laborisse **esimesel võimalusel**

VALESTI VÕETUD PROOVIMATERJAL

VALESTI VÕETUD PROOVIMATERJAL



VALESTI VÕETUD PROOVIMATERJAL




VALESTI VÕETUD PROOVIMATERJAL



VALESTI VÕETUD PROOVIMATERJAL



KOKKUVÕTE



- Patenteeritud läbitorgatav katsuti, millel on **ainult üks avaus** rooja kogumiseks
- Hea säilivusaeg - külmkapis (+2...+8 °C) **7 päeva**, toatemperatuuril **5 päeva**
- Puudub vajadus käsitsi ettevalmistuseks - vähendab saastumise riski
- Kiire proovi analüüsimine - Kuni **270 testi tunnis**, **1 tööpäev TAT**

Täna tähelepanu eest!
